

OBJETIVO: Mostrar un caso inusual de tenosinovitis estenosante de localización distal que compromete al tendón flexor profundo a nivel de la polea digital A3.

MATERIAL Y METODOS: M42, resalto doloroso a la flexión digital. Se realizó tenolisis abierta con apertura de polea A1, evidenciándose recidiva al segundo mes postoperatorio. Sintomatología localizada a nivel volar de IFP, se decide apertura longitudinal de A3 encontrándose compresión y sinovitis a ese nivel.



Fig 1. Imágenes intraoperatorias, apertura de polea A3.

RESULTADOS: Tiempo total de seguimiento 1 año. VAS = 0, indicando remisión completa.

PUNTOS RELEVANTES: Sugerimos la revisión clínica sistemática de todas las poleas digitales con el fin de pesquisar compresiones infrecuentes y evitar omisiones diagnóstico-terapéuticas.